

# METAPIN 3mm - 5mm METAPIN HOLDER



**Chiodini  
in titanio  
per il fissaggio  
di membrane**

**Caratteristiche del prodotto**

- Non si piega e non si rompe
- Sterile e pronto all'uso
- Confezionato singolarmente
- Posizionatore con guida



METAPIN 3 mm

METAPIN HOLDER

METAPIN 5 mm



# METAPIN 3mm-5mm METAPIN HOLDER



I chiodini METAPIN sono realizzati in titanio per conferire alta resistenza e massima biocompatibilità. Disponibili in due lunghezze, 3 mm e 5 mm; sono particolarmente indicati anche in osso duro mandibolare. Possono essere impiegati per stabilizzare sia membrane riassorbibili che membrane non riassorbibili.

I chiodini METAPIN sono disponibili sterili in confezioni da 3 pezzi, già posizionati nei contenitori monouso. Il confezionamento sterile rende sicura la gestione ambulatoriale riducendo le tempistiche di lavaggio e sterilizzazione.

Il posizionatore METAPIN HOLDER è munito di una guida che stabilizza il chiodino migliorando la tenuta e la precisione in fase di applicazione; è dotato di un cappuccio protettivo che deve essere rimosso per consentire il prelievo del chiodino e che può essere utilizzato per completare l'inserimento in osso mediante battitura dello stesso, se necessario.

Ref. 4710 METAPIN HOLDER 1PZ

Ref. 4720 METAPIN 3mm. CONFEZIONE DA 3 PZ. STERILE.

Ref. 5030 METAPIN 5mm. CONFEZIONE DA 3 PZ. STERILE.



Art and Innovation in Medical Technology

CGM spa  
**DIVISIONE MEDICALE META**  
VIA E. VILLA 7 42124 REGGIO EMILIA ITALY  
TEL. +39 0522 502311 FAX. +39 0522 502333  
[www.metahosp.com](http://www.metahosp.com) [info@metahosp.com](mailto:info@metahosp.com)

